



Polierbox
Polishing-Box

Beschreibung:
mit

Große Poliermaschine mit zwei Spindeln. Leistungsstarkes Polieren optimierter Staubabsaugung. Zwei Drehzahlbereiche 1400 / 2800 U/min. Beleuchteter Polierraum.

Description:

Large polishing unit with two brushes. Powerful polishing with optimised dust collection system. Two speeds of 1400 / 2800 rpm. The polishing area is lit up.



Art. No. 380 030 0000
Polierbox "Multispeed"
Polishing-Box "Multispeed"

Beschreibung:

Professionelle Einplatz-Poliermaschine. Leistungsstarkes Polieren mit optimierter Staubabsaugung. Zwei Drehzahlbereiche 1400 / 2800 U/min. Beleuchteter Polierraum.

Description:

Professional one-work place polishing unit. Powerful polishing with optimised dust collection system. Two speeds of 1400 / 2800 rpm. The polishing area is lit up.



Art. No. 380 020 0000
Polierbox "Unispeed"
Polishing-Box "Unispeed"

Ultraschall & Equipment für Praxis und Labor
Ultrasound & Accessories for Practice and Laboratory

... die umweltfreundliche Art schnell und zuverlässig zu reinigen

Beschreibung:

- mit trockenlaufsicherer Heizung
- LED Anzeige Temperaturanzeige
- LED Anzeige der Reinigungsdauer
- der seitlich angebrachte Drehknopf ermöglicht eine einfache Entleerung der Reinigungsflüssigkeit über den Ablauf an der Rückseite des Gerätes.

... the ecological way to clean quickly and reliable

Description:

- with proof heating
- LED temperature display
- The cleaning period is indicated by LED display
- The turning knob on the side allows an easy draining of the cleaning liquid through the drain duct on the back of the unit.

Ultraschallgerät 230 Volt
Ultrasound 230 Volt

Art. Nr. 100 1955
Art. No. 100 1955



Ultraschallgerät mit Deckel
und Korb
Art. Nr. 221 010 0000

Ultrasound with cover & basket
Art. No. 221 010 0000



Praktisches Zubehör

- Einsatzkorb aus Edelstahl Art. Nr. 100 4176
- Kunststoffdeckel Art. Nr. 100 3281
- Edelstahl-Einsatzdeckel für 1
oder 2 Bechergläser Art. Nr. 207 030 0000
- Reinigungsglas 600ml mit Deckel Art. Nr. 207 034 0000
- Säure-Einsatzwannen mit Deckel Art. Nr. 207 089 0000
- Hostalen-Wanne Art. Nr. 207 040 0000
- Tauchkörbe aus Hostalen Art. Nr. 207 038 0000
- Tauchkörbe aus Edelstahl Art. Nr. 207 054 0000
- Elektrisches Warmluft-Trockengerät Art. Nr. 375 010 0000
- Pinzetten Art. Nr. 200 000 1536

Practical Accessory Equipment

- *Stainless-steel holder basket Art. No. 100 4176*
- *Plastic cover Art. No. 100 3281*
- *Stainless steel cover with holes
for 2 beakers Art. No. 207 030 0000*
- *Glass beaker 600ml with lid Art. No. 207 034 0000*
- *Acid resistant tub with cover Art. No. 207 089 0000*
- *Hostalen tub Art. No. 207 040 0000*
- *Immersion basket made of hostalen Art. No. 207 038 0000*
- *Immersion basket made of st. steel Art. No. 207 054 0000*
- *Electrical warm air dryer Art. No. 375 010 0000*
- *Forceps Art. No. 200 000 1536*

