

Draht und Klammerbiegeezangen "Aderer"
Wire and Clamp Bending Pliers "Aderer"

Beschreibung: Draht und Klammerbiegeezangen.
Anwendungsbereich: Zum Biegen aller Klammerarten in der Kieferorthopädie und der Zahntechnik.

Description: *Wire and Clamp Bending Pliers.*
Field of application: *For bending of all clamp types in orthodontics and dentistry.*

Bestellnummer Order Number	Verpackungseinheit Unit
-------------------------------	----------------------------

2103 Aderer	1 Stück / piece
-------------	-----------------

2104 Aderer	1 Stück / piece
-------------	-----------------



2103



2104

Flachzangen
Flat Nose Pliers

Beschreibung: Flachzangen beidseitig flach oder gerieft.
Anwendungsbereich: Zum Bearbeiten und Biegen aller Klammerarten in der Kieferorthopädie und der Zahntechnik.

Description: *Flat Nose Pliers both sides smooth or grooved.*
Field of application: *For preparation and bending of all clamp types in orthodontics and dentistry.*

Bestellnummer Order Number	Verpackungseinheit Unit
-------------------------------	----------------------------

2110 flach / smooth	1 Stück / piece
---------------------	-----------------

2111 gerieft / grooved	1 Stück / piece
------------------------	-----------------



2110




2111

Hebelseitenschneider
Lever-Type Side Nippers

Beschreibung: Hebelseitenschneider für normalen und sehr harten Draht.
Anwendungsbereich: Zum Abtrennen aller Drahtvarianten.

Description: *Lever-Type Side Nipper for normal and very hard wires.*
Field of application: *For cutting of all types of wires.*

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
2131	für normalen Draht <i>for standard wire</i>	1 Stück / piece
2040	für sehr harten Draht <i>for very hard wire</i>	1 Stück / piece



Teleskop-Kronenzangen
Telescope Crown Pliers

Beschreibung: Teleskopkronenzange mit auswechselbaren Spitzen oder Teleskopkronenzange "Böhm".
Anwendungsbereich: Zum Herausziehen und Aufpassen von Teleskop und Konuskronen.

Description: *Telescope Crown Plier with exchangeable diamond tip or Telescope-Crown-Plier "Böhm".*
Field of application: *To pull out and adjust telescope and cone crowns.*

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
1802	auswechselbare diamantierte Spitzen <i>with interchangeable diamond tips</i>	1 Stück / piece
1802/1	diamantierte Ersatzspitzen für 1802 <i>diamond replacement tip for 1802</i>	1 Stück / piece
1804	Böhm	1 Stück / piece



Kronen- und Brückenklemme
Crown and Bridge Clamp

Beschreibung: Kronen- und Brückenklemme mit auswechselbaren Diamantspitzen.
Anwendungsbereich: Ideal für keramische und kunststofftechnische Arbeiten.

Description: *Crown and Bridge Clamp with replaceable diamond tips.*
Field of application: *Ideal for ceramic and acrylic works.*



Bestellnummer <i>Order Number</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1805 gerade / <i>straight</i>	1 Stück / <i>piece</i>
1805/1 gebogen / <i>curved</i>	1 Stück / <i>piece</i>
1807 Ersatzspitzen / <i>replacement tips</i>	2 Stück / <i>pieces</i>



Kronen- und Brückenpinzette
Crown- and Bridge Tweezer

Beschreibung: Kronen- und Brückenpinzette mit auswechselbaren Diamantspitzen. Durch die gedämpfte Federspannung wird eine Überlastung (Sprünge oder Abplatzungen) vermieden. Durch Ellipsenform der Spitzen, sicherer Halt auch bei schmalen Kronen.
Anwendungsbereich: Ideal für keramische und kunststofftechnische Arbeiten.

Description: *Crown and Bridge Clamp with replaceable diamond tips. Overload (cracks, splits) is avoided by reduced spring tension. Elliptical shape ensures secure hold even in narrow crowns.*
Field of application: *Ideal for ceramic and acrylic works.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1806	1 Stück / <i>piece</i>
1807 Ersatzspitzen / <i>Replacement tips</i>	2 Stück / <i>pieces</i>



Halteklemmen
Haemostat

Beschreibung: Halteklemme gerade oder gebogen.
Anwendungsbereich: Hilfreiches Halteinstrument zum Bearbeiten von Kronen und Brücken.

Description: *Haemostat straight or curved.*
Field of application: *Helpful holding instrument to work on crowns and bridges*

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
736/1	gerade <i>straight</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
736/2	gebogen <i>curved</i>	1 Stück <i>1 piece</i>



Kronenschnellspanner
Crown Quick-Action-Chuck

Beschreibung: Kronenschnellspanner in zwei verschiedenen Grössen.
Anwendungsbereich: Für problemloses Aufspannen von Dentalkronen bei anfallenden Polier- und Schleifarbeiten.

Description: *Crown Quick-Action Chuck in two different sizes.*
Field of application: *Dental crowns can be safely and quickly chucked for all kinds of grinding and polishing works.*

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
1800	für Kronengröße 15-25 <i>for crown size 15-25</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
1801	für Kronengröße 26-42 <i>for crown size 26-42</i>	1 Stück <i>1 piece</i>



Draht und Blehschere
Wire and Plate Shears

Beschreibung: Draht und Blehschere "Universal".
Anwendungsbereich: Zum Abtrennen von Drahtteilen, sowie zum genauen Zuschneiden bestimmter Blechpartien.

Description: Wire and Plate Shear "Universal".
Field of application: For detachment of wire as well as for trimming of tin parts.

Bestellnummer Order Number	Verpackungseinheit Unit
890	1 Stück 1 piece



Kronenscheren "Beebee"
Crown and Collar Scissors "Beebee"

Beschreibung: Kronenschere "Beebee" in verschiedenen Ausführungen.
Anwendungsbereich: Zum Auftrennen von Gusskronen.

Description: Crown and Collar Scissor "Beebee" in different designs.
Field of application: To cut open cast crowns.

Bestellnummer Order Number	Verpackungseinheit Unit
895/1 spitz, gerade pointed, straight	1 Stück 1 piece
895/2 spitz, gebogen pointed, curved	1 Stück 1 piece
895/3 stumpf, gerade blunt, straight	1 Stück 1 piece
895/4 stumpf, gebogen blunt, curved	1 Stück 1 piece



895/1



895/2



895/3



895/4

◀ Index ▶

RISA Dental

Halteklemmen
Haemostat

Beschreibung: Halteklemme gerade oder gebogen.
Anwendungsbereich: Hilfreiches Halteinstrument zum Bearbeiten von Kronen und Brücken.

Description: *Haemostat straight or curved.*
Field of application: *Helpful holding instrument to work on crowns and bridges*

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
736/1	gerade <i>straight</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
736/2	gebogen <i>curved</i>	1 Stück <i>1 piece</i>



Kronenschnellspanner
Crown Quick-Action-Chuck

Beschreibung: Kronenschnellspanner in zwei verschiedenen Grössen.
Anwendungsbereich: Für problemloses Aufspannen von Dentalkronen bei anfallenden Polier- und Schleifarbeiten.

Description: *Crown Quick-Action Chuck in two different sizes.*
Field of application: *Dental crowns can be safely and quickly chucked for all kinds of grinding and polishing works.*

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
1800	für Kronengröße 15-25 <i>for crown size 15-25</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
1801	für Kronengröße 26-42 <i>for crown size 26-42</i>	1 Stück <i>1 piece</i>





Modellierinstrumente
Modelling Instruments

Beschreibung: Modellierinstrumente.
Anwendungsbereich: Für alle anfallenden Modellierarbeiten, wie das Ausmodellieren von Zahnfleischpapillen, oder das Herausheben bestimmter Zahnfleischpartien.

Description: *Modelling Instruments.*
Field of application: *For all kinds of modelling works, such as moulding out of gum papillas or particular gum parts.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1720 Le Cron	1 Stück / <i>piece</i>
1726 Zahle	1 Stück / <i>piece</i>
1727 Zahle	1 Stück / <i>piece</i>
1729 "ASH 5"	1 Stück / <i>piece</i>
1750 Hylin	1 Stück / <i>piece</i>



Modellier- und Anmischspateln
Modelling and Mixing Spatulas

Beschreibung: Modellier- und Anmischspateln.
Anwendungsbereich: Zum Anrühren von Kunststoffen jeglicher Art.

Description: *Modelling and Mixing Spatulas*
Field of application: *For mixing of every sort of plastics.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1650	1 Stück / <i>piece</i>
1660	1 Stück / <i>piece</i>
1665	1 Stück / <i>piece</i>



Wachsmesser
Wax Knife

Beschreibung: Wachsmesser.
Anwendungsbereich: Zum Zuschneiden, Schmelzen und Auftragen aller Wachsorten im Dentalbereich.

Description: Wax Knife.
Field of application: To trim, melt and apply all kinds of wax in the dental field.

Bestellnummer <i>Order Number</i>		Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1768	Antkoviak	1 Stück / <i>piece</i>
1769	Lessmann	1 Stück / <i>piece</i>
1770	Fahnenstock	1 Stück / <i>piece</i>
1775	Fahnenstock	1 Stück / <i>piece</i>



Lötpinzetten
Soldering Tweezers

Beschreibung: Lötpinzetten gerade oder gebogen.
Anwendungsbereich: Für alle anfallenden Lötarbeiten im Dentalbereich. Sehr hitzebeständig.

Description: Soldering Tweezers, straight or curved..
Field of application: For all kinds of soldering work in dental applications. Very heat-resistant.

Bestellnummer <i>Order Number</i>		Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1785/1	gerade, <i>straight</i>	1 Stück / <i>piece</i>
1785/2	gebogen, <i>curved</i>	1 Stück / <i>piece</i>



◀ Index ▶



Skalpellklingen steril / Skalpellklingentferner
Scalpel blades sterile / Scalpel Blade Remover

Beschreibung: Skalpellklingen steril / Skalpellklingentferner.
Anwendungsbereich: Für operative Eingriffe in der Zahnarztpraxis, sowie zum genauen Schneiden von Wachsen bei der Vorbereitung zum Modellguss, oder zum Zuschneiden von Alginaten und Silikonem.

Description: *Scalpel Blades sterile / Scalpel Blade Remover.*
Field of application: *For operation in dentist practices, as well as for exact cut of waxes during preparation for model-casting, or for cut of algine and silicone.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
502D/10	100 Stück / <i>piece</i>
502D/10A	100 Stück / <i>piece</i>
502D/11	100 Stück / <i>piece</i>
502D/12	100 Stück / <i>piece</i>
502D/12B	100 Stück / <i>piece</i>
502D/14	100 Stück / <i>piece</i>
502D/15A	100 Stück / <i>piece</i>
502D/15B	100 Stück / <i>piece</i>
502D/15C	100 Stück / <i>piece</i>
502D/16	100 Stück / <i>piece</i>
502D/18	100 Stück / <i>piece</i>
502D/19	100 Stück / <i>piece</i>
502D/20	100 Stück / <i>piece</i>
502D/21	100 Stück / <i>piece</i>
502D/22	100 Stück / <i>piece</i>
502D/23	100 Stück / <i>piece</i>
502D/24	100 Stück / <i>piece</i>
502D/25	100 Stück / <i>piece</i>
R 5	25 Stück / <i>piece</i>



Einmalskalpelle
Disposable Scalpels

Beschreibung: Einmalskalpelle, steril.
Anwendungsbereich: Für operative Eingriffe in der Zahnarztpraxis, sowie zum genauen Schneiden von Wachsen bei der Vorbereitung zum Modellguss, oder zum Zuschneiden von Alginaten und Silikonem.

Description: Disposable Scalpels, sterile.
Field of application: For operation in dentist practices, as well as for exact cut of waxes during preparation for model-casting, or for cut alginate and silicone.



Verfügbar in den Grössen:
Available in following sizes:

RE10, RE10A, RE11, RE11P, RE12, RE12B, RE12D, RE14, RE15, RE15C, RE15T, RE16, RE18, RE19, RE20, RE21, RE22, RE23, RE24, RE25.

Verpackungseinheit / Unit: 10 Stück je Grösse / 10 pieces per size.

Skalpellingriff
Scalpel Blade Handle

Beschreibung: Skalpellingriff.
Anwendungsbereich: Griff Nr. **502/ R 3** für Skalpelle Grösse 10 / 11 / 15.
Griff Nr. **502/ R 4** für Skalpelle Grösse 12 / 14 / 16 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25.

Description: Scalpel Blade Handle.
Field of application: Handle No. **502/ R 3** for scalpel blade size 10 / 11 / 15.
Handle No. **502/ R 4** for scalpel blade size 12 / 14 / 16 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25.



Verpackungseinheit / Unit: 1 Stück / 1 piece.

◀ Index ▶

RISA Dental



Mundspiegel / Mundspiegelgriffe
Mouth Mirrors / Mouth Mirror Handles

Beschreibung: Mundspiegel.
Anwendungsbereich: Für alle diagnostischen Zwecke im Bereich der Mundhöhle.

Description: Mouth Mirror.
Field of application: For all diagnostic purposes in the field of oral cavity.

Mundspiegel
Mouth-Mirror

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
501/20P	plan / plain Ø 20 mm	10 St. / Packung
501/20H	vergrößernd / magnifying	10 pcs. / packet
501/22P	plan / plain Ø 22 mm	10 St. / Packung
501/22H	vergrößernd / magnifying	10 pcs. / packet
501/24P	plan / plain Ø 24 mm	10 St. / Packung
501/24H	vergrößernd / magnifying	10 pcs. / packet
501/26P	plan / plain Ø 26 mm	10 St. / Packung
501/26H	vergrößernd / magnifying	10 pcs. / packet



Mundspiegelgriffe
Mouth Mirror Handle

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
503	massiv, rostfrei / solid, stainless	1 Stück / piece
504	hohl, rostfrei / hollow, stainless	1 Stück / piece
505	hohl, rostfrei / hollow, stainless	1 Stück / piece
506	hohl, verchromt / hollow, chromium	1 Stück / piece



503



504



505



506



Index

RISA Dental

Pinzetten
Tweezers



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



Fig. 4

Fig. 9

Fig. 10



Fig. 11

Lötpinzetten
Soldering Tweezers



1780 / 12 cm
1780 / 16 cm

1785 / 1

1785 / 2



College

College

London
College

London
College

900 / 1

902 / 1

903 / 1

904 / 1

900 / 2

902 / 2

903 / 2

904 / 2

900 / 3

902 / 3

903 / 3

904 / 3

900 / 4

902 / 4

903 / 4

904 / 4

903 / 9

904 / 9

903 / 10

904 / 10

903 / 11

904 / 11



Pinzetten
Forceps



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Meriam	Flagg	Perry	Landgraf
908 / 3	910 / 3	913 / 1	914 / 1
908 / 2	910 / 4	913 / 2	914 / 2
908 / 3		913 / 3	914 / 3
908 / 4		913 / 4	914 / 4

Bracketpinzette
Bracket Locating Tweezer



1408

Artikulationspapier-Pinzetten
Articulating Paper Tweezers



Miller

979



Miller

980

Pinzetten
 Tweezers



Potts-Smith

- 839 / 1 180 mm
- 839 / 2 210 mm
- 839 / 3 250 mm

Markierungspinzetten
 Pocket Markers



Crane-Kaplan

975

Crane-Kaplan

976




Mundlicht
Mouth Light

Beschreibung: Mundlicht batteriebetrieben, (2 x 1,5 V Batterien) sterilisierbar.
Anwendungsbereich: Optimales Diagnoseinstrument für den Zahnarzt zum Durchleuchten der Zähne, Karies wird sofort sichtbar, schwer einsehbare Stellen können optimal ausgeleuchtet werden.

Description: *Mouth Light with 2 x 1,5 V battery, suitable for sterilizer.*
Field of application: *Optimal diagnosis instrument for dentists to examine teeth, caries will become visible immediately, difficult locations can be illuminated optimally.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>		Verpackungseinheit <i>Unit</i>
2010	Mundlicht, gerade <i>Mouth Light, straight</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
2010/1	Ersatzstab, gerade <i>Replacement Stick, straight</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
2011	Mundlicht gebogen <i>Mouth Light, curved</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
2011/1	Ersatzstab, gebogen <i>Replacement Stick, curved</i>	1 Stück <i>1 piece</i>



- 1 Spontanlicht *Impulse Light*
- 2 Dauerlicht ein *Term-Light on*
- 3 Dauerlicht aus *Term-Light off*



2 handelsübliche 1,5 V-Batterien im Griff.
Only two batteries of 1,5 V necessary.

Zahnstocher
Toothpick

Beschreibung: Zahnstocher aus Edelstahl.
Anwendungsbereich: Zum Pflegen und Reinigen der Zahnzwischenräume (Interdentalräume).

Description: *Toothpick Stainless Steel.*
Field of application: *For dental hygiene.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>		Verpackungseinheit <i>Unit</i>
9110	Zahnstocher einzeln <i>Tooth-Pick single</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
9111	Zahnstocher einzeln <i>Tooth-Pick single</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
9111/1 BL	im blauen Etui <i>blue etui</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
9111/1 SZ	im schwarzen Etui <i>black etui</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
9111/1 WR	im weinroten Etui <i>red etui</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
9111/1 W	im weißen Etui <i>white etui</i>	1 Stück <i>1 piece</i>



Anmerkung: Die Etuis können auf Ihren Wunsch, mit einem entsprechenden Firmenlogo bedruckt werden.

Note: *The cases can be signed with your company logo if you like.*

Heim-Set
Home Set

Beschreibung: Heimset bestehend aus Zahnstocher, Mundspiegel und Box.
Anwendungsbereich: Zum Pflegen und Reinigen der Zahnzwischenräume (Interdentalräume).

Description: *Home Set with toothpick, mouth mirror and box.*
Field of application: *For dental hygiene.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>		Verpackungseinheit <i>Unit</i>
9112	Heim-Set <i>Home-Set</i>	1 Stück <i>1 piece</i>





Polierspindeln
Polishing Spindle

Beschreibung: Polierspindeln, als Aufsatz für Poliermotoren.
Anwendungsbereich: Zum Montieren aller handelsüblichen Schwabbeln und Bürsten.

Description: Polishing Spindle, for polishing motors .
Field of application: For mounting of all commercial buffing wheels and brushes.

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
1790 R	Rechtsgewinde <i>right-hand thread</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
1790 L	Linksgewinde <i>left-hand thread</i>	1 Stück <i>1 piece</i>



Schleifscheibenhalter
Arbors

Beschreibung: Schleifscheibenhalter für Poliermotoren.
Anwendungsbereich: Zum Montieren aller handelsüblichen Schleifscheiben.

Description: Arbors for polishing motors .
Field of application: For mounting of all commercial grinding stones.

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
1791 R	Rechtsgewinde <i>right-hand thread</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
1791 L	Linksgewinde <i>left-hand thread</i>	1 Stück <i>1 piece</i>





Unterfütterungsgeräte
Rebasing Device

Beschreibung: Unterfütterungsgerät mit drei Füßen.
Anwendungsbereich: Zum optimalen Einstellen und Fixieren von Unterfütterungen.
 Keine Bisserrhöhungen oder Übertragungsfehler.

Description: *Rebasing Device with three feet.*
Field of application: *For optimal adjustment and fixation.*
No raising bites or transfer errors.

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
1860	blau <i>blue</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
1861	gold, <i>gold</i>	1 Stück <i>1 piece</i>



Unterfütterungsgeräte
Rebasing Device

Beschreibung: Zwei-Säulen-Unterfütterungsgerät mit Konussäulenfixierung aus Edelstahl.
Anwendungsbereich: Zum optimalen Einstellen und Fixieren von Unterfütterungen.
 - Keine Bisserrhöhungen oder Übertragungsfehler.
Vorteile:
 - Zeitersparnis durch Schnellspannmuttern .
 - nur eine Umdrehung je Schnellspannmutter notwendig.
 - optimaler Sitz, kein Wackeln durch Konussäulen.

Description: *two-pillar rebasing device with conical pillar fixing made of stainless steel.*
Field of application: *For optimal adjustment and fixation.*
- No raising bites or transfer errors.
Facilities:
- time-saving by quick-action nuts.
- only one turn is necessary to ensure an exact fit.
- optimal fit, no waggling by conical pillar fixing.

Bestellnummer Order Number		Verpackungseinheit Unit
1862-BL	blau <i>blue</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
1862-SZ	schwarz <i>black</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
1862-R	rot <i>red</i>	1 Stück <i>1 piece</i>



Nützliche Helfer im Labor
Useful things for laboratories



2133 Zangenständer
Forceps Holder



2440 Magnetischer Bohrerständer
Magnetic Bur Holder



1560 Schleifbandhalter
Abrasive Band Holder

◀ Index ▶