



Sinterdiamant-Scheiben / Nonflex
Sinterdiamond Discs / Nonflex



Beschreibung: Sinterdiamant-Scheiben / Nonflex

Description: Sinterdiamond discs / Nonflex

Bestellnummer Order Number	Durchmesser Ø Diameter Ø	Stärke Strength	Anwendungsbereich Field of application
M 941/200 HP (mittel, medium)	Ø 20 mm	0,27 mm	Keramik; ceramic
M 941G /220 HP (grob, coarse)	Ø 22 mm	0,30 mm	Metall, Keramik; metal, ceramic
M 941XG /220 HP (x-grob, x-coarse)	Ø 22 mm	0,30 mm	Metall, Keramik; metal, ceramic

Sinterdiamant-Scheiben / Mediumflex
Sinterdiamond Discs / Mediumflex



Beschreibung: Sinterdiamant-Scheiben / Mediumflex

Description: Sinterdiamond discs / Mediumflex

Bestellnummer Order Number	Durchmesser Ø Diameter Ø	Stärke Strength	Anwendungsbereich Field of application
M 942a /210 HP (mittel, medium)	Ø 21 mm	0,20 mm	Kunststoff, Gold; plastic, gold
M 942b /210 HP (mittel, medium)	Ø 21 mm	0,23 mm	Kunststoff, Gold; plastic, gold
M 942 /300 HP (mittel, medium)	Ø 30 mm	0,30 mm	Gips; plaster
M 942 /400 HP (mittel, medium)	Ø 40 mm	0,30 mm	Gips; plaster
M 942 /450 HP (mittel, medium)	Ø 45 mm	0,30 mm	Gips; plaster

Sinterdiamant-Scheiben / Flex
Sinterdiamond-Discs / Flex



Beschreibung: Sinterdiamant-Scheiben / Flex

Description: Sinterdiamond discs / Flex

Bestellnummer Order Number	Durchmesser Ø Diameter Ø	Stärke Strength	Anwendungsbereich Field of application
M 943F /210 HP (fein, fine)	Ø 21 mm	0,16 mm	Keramik; ceramic
M 943F /250 HP (fein, fine)	Ø 25 mm	0,16 mm	Keramik; ceramic



Sinterdiamant-Scheiben / Superflex
Sinterdiamond-Discs / Superflex



Beschreibung: Sinterdiamant-Scheiben / Superflex

Description: Sinterdiamond discs / Superflex

Bestellnummer Order Number	Durchmesser Ø Diameter Ø	Stärke Strength	Anwendungsbereich Field of application
M 944F /080 HP (fein, <i>fine</i>)	Ø 0,8 mm	0,15 mm	Keramik; <i>ceramic</i>
M 944F /120 HP (fein, <i>fine</i>)	Ø 12 mm	0,15 mm	Keramik; <i>ceramic</i>
M 944F /160 HP (fein, <i>fine</i>)	Ø 16 mm	0,15 mm	Keramik; <i>ceramic</i>
M 944F /180 HP (fein, <i>fine</i>)	Ø 18 mm	0,15 mm	Keramik; <i>ceramic</i>
M 944F /210 HP (fein, <i>fine</i>)	Ø 21 mm	0,15 mm	Keramik; <i>ceramic</i>
M 944a /210 HP (mittel, <i>medium</i>)	Ø 21 mm	0,17 mm	Keramik; <i>ceramic</i>
M 944b /210 HP (mittel, <i>medium</i>)	Ø 21 mm	0,23 mm	Keramik; <i>ceramic</i>

Notiz / Notice: