



Vlies-Werkzeuge für die Oberflächenbearbeitung
Fleece tools for surface treatment

Beschreibung

Durch die Verwendung von widerstandsfähigen Polyamidfasern, die mit Phenolharz und Schleifkorn (Korund oder Siliziumcarbid) durchsetzt werden, entsteht ein sehr elastisches Faserfließ.

Das dreidimensionale RISA Faservlies ist beidseitig trocken und naß einsetzbar, resistent gegenüber natürlichen und chemischen Reinigungsmitteln, sowie sehr anpassungsfähig an Konturen und Rundungen.

Description

The use of resistant polyamid fibres, which are sprinkled with phenole resin and grain (corundum or silicone carbide), produces a very elastic fibre fleece.

The three-dimensional RISA fibre-fleece can be used dry or wet on both sides. It is resistant towards natural and chemical cleaning agents, and it is very flexible towards contours.

Anwendungsbereich

- zum Entgraten, Glätten, Verdichten, Mattieren und Reinigen von Oberflächen
- Mattieren von Kauflächen bei Gusskronen
- Bearbeiten von weichbleibenden Unterfütterungsmaterialien
- Glätten von Gipsoberflächen

Field of application

- to deburr, smooth, solidify, matt and clean surfaces*
- matting of masticatory surfaces*
- machining of soft basing materials*
- smoothing of plaster surfaces*

Besondere Vorteile von RISA Vlieswerkzeugen

- Höhere Standzeit gegenüber Schleifbänder
- Weniger Werkzeugwechsel und geringerer Zeitaufwand
- Konstante Schleifeigenschaften über die gesamte Lebensdauer
- Kein Verschmieren
- Vorgegebene Konturen bleiben vollständig erhalten
- Keinerlei Schleifspuren / keine Riefenbildung
- Verdichtet die Oberfläche des zu bearbeitenden Werkstoffes
- Entgratet, verdichtet, mattiert, poliert und reinigt Oberflächen

Special advantages of RISA Fleece tools

- Longer service life compared to abrasive bands*
- Less tool changing and therefore time-saving*
- Constant grinding properties throughout the working life*
- No smear*
- Contours remain completely intact*
- No grinding trail / no spline*
- Compresses the surface of the machined material*
- Deburs, smoothes, solidifies, matts, polishes and cleans surfaces*



Vlies-Werkzeuge für die Oberflächenbearbeitung
Fleece tools for surface treatment

Bestellnummer	Farbe	Korn	Verpackungseinheit, unmontiert
Order Number	Colour	Grain	Unit, unmounted
1465/0	weiss / white	polieren / polish	10 Stück / pieces (incl. 1 Träger / Mandrel)
1465/80	braun / brown	x-grob / x-coarse	10 Stück / pieces (incl. 1 Träger / Mandrel)
1465/100	grün / green	grob / coarse	10 Stück / pieces (incl. 1 Träger / Mandrel)
1465/110	grau / grey	mittel / medium	10 Stück / pieces (incl. 1 Träger / Mandrel)
1465/180	rot / red	fein / fine	10 Stück / pieces (incl. 1 Träger / Mandrel)
1465	2 Stück je Körnung 2 pieces of each grit	Sortiment assortment	2 Stück pro Körnung (incl. 1 Träger) 2 pieces of each grit (incl. 1 Mandrel)

Bestellnummer	Farbe	Korn	Verpackungseinheit, montiert
Order Number	Colour	Grain	Unit, mounted
1465/0 HP	weiss / white	polieren / polish	10 Stück / pieces (incl. 1 Träger / Mandrel)
1465/80 HP	braun / brown	x-grob / x-coarse	10 Stück / pieces (incl. 1 Träger / Mandrel)
1465/100 HP	grün / green	grob / coarse	10 Stück / pieces (incl. 1 Träger / Mandrel)
1465/110 HP	grau / grey	mittel / medium	10 Stück / pieces (incl. 1 Träger / Mandrel)
1465/180 HP	rot / red	fein / fine	10 Stück / pieces (incl. 1 Träger / Mandrel)
1465 HP	2 Stück je Körnung 2 pieces of each grit	Sortiment assortment	2 Stück pro Körnung (incl. 1 Träger) 2 pieces of each grit (incl. 1 Mandrel)



◀ Index ▶