




Schraubenzieher
Screwdriver

Werkstoff / Raw Material:

Arbeitsteil / Working Part: rostfreier Stahl / stainless steel
gehärtet / tempered
Griff / Handle: POM

Schraubenzieher, starr Screwdriver, stiff

Art.Nr. Art.No. nicht kanuliert not cannulated	Art.Nr. Art.No. kanuliert cannulated	Sechskant Hex Head	Nutzlänge Useable Length
50135/025	51135/025	2,5mm	135mm
50135/035	51135/035	3,5mm	135mm
50135/045	51135/045	4,5mm	135mm
50135/050	51135/050	5,0mm	135mm



Schraubenzieher, flexibel Screwdriver, flexible

Art.Nr. Art.No. nicht kanuliert not cannulated	Art.Nr. Art.No. kanuliert cannulated	Sechskant Hex Head	Nutzlänge Useable Length
52160/025	53160/025	2,5mm	160mm
52160/035	53160/035	3,5mm	160mm
52160/045	53160/045	4,5mm	160mm
52160/050	53160/050	5,0mm	160mm



Andere Längen und Größen auf Anfrage lieferbar
Other lengths and sizes available on request

Schraubenzieher; T-Griff
Screwdriver; T-Handle



Werkstoff / Raw Material:

Arbeitsteil / Working Part: rostfreier Stahl / stainless steel
gehärtet / tempered
Griff / Handle: POM

**Kardan-Schraubenzieher
Kardan-Screwdriver**

Art.Nr. Art.No.	Sechskant Hex Head	Nutzlänge Useable Length
54145/025	2,5mm	145mm
54145/035	3,5mm	145mm
54145/045	4,5mm	145mm
54145/050	5,0mm	145mm



Andere Längen und Größen auf Anfrage lieferbar
Other lengths and sizes available on request

**T-Griff mit Schnellkupplung
T-Handle with quick chuck**

Art.Nr. Art.No.	Adapter	Nutzlänge Useable Length
58001	AO	190mm
58002	HARRIS	190mm
58003	HUDSON	190mm
58004	STRYKER/ZIMMER	190mm



Andere Längen auf Anfrage lieferbar
Other lengths available on request