

Spiralbohrer
Twist Drill



Werkstoff / Raw Material:

rostfreier Stahl / stainless steel

Anschluss / Connection: **AO**



Abmessungen / Dimensions

Arbeitsteil / Working Part		Nutzlänge Useable Length	Gesamtlänge Total Length	Art.Nr. Art.No.
Ø Ø mm	Länge Length mm			
1,1	20,0	35,0	60,0	40060/20/011
1,5	30,0	60,0	85,0	40085/30/015
1,5	30,0	85,0	110,0	40110/30/015
1,5	30,0	100,0	125,0	40125/30/015
1,6	30,0	75,0	100,0	40100/30/016
1,8	30,0	75,0	100,0	40100/30/018
2,0	30,0	75,0	100,0	40100/30/020
2,0	30,0	100,0	125,0	40125/30/020
2,4	30,0	75,0	100,0	40100/30/024
2,5	30,0	85,0	110,0	40110/30/025
2,5	50,0	155,0	180,0	40180/50/025
2,7	30,0	75,0	100,0	40100/30/027
2,7	30,0	100,0	125,0	40125/30/027
3,2	40,0	120,0	145,0	40145/40/032
3,2	50,0	170,0	195,0	40195/50/032
3,2	50,0	200,0	225,0	40225/50/032
3,5	30,0	85,0	110,0	40110/30/035
3,5	50,0	170,0	195,0	40195/50/035
4,0	50,0	200,0	225,0	40225/50/040
4,5	40,0	120,0	145,0	40145/40/045
4,5	50,0	170,0	195,0	40195/50/045
6,0	50,0	170,0	195,0	40195/50/060

Auf Anfrage sind auch andere Abmessungen lieferbar / Other dimensions are available on request



Spiralbohrer
Twist Drill

Werkstoff / Raw Material:
rostfreier Stahl / stainless steel

Anschluss / Connection: Stryker



Abmessungen / Dimensions


Arbeitsteil / Working Part		Gesamtlänge Total Length mm	Art.Nr. Art.No.
Ø Ø mm	Länge Length mm		
0,6	4,5	50,0	46050/04/006
0,7	6,5	50,0	46050/06/007
0,8	6,5	50,0	46050/06/008
0,8	6,5	105,0	46105/06/008
1,0	12,0	50,0	46050/12/010
1,0	15,0	83,0	46083/15/010
1,1	7,0	45,0	46045/07/011
1,1	9,0	45,0	46045/09/011
1,3	5,0	47,0	46047/05/013
1,3	8,0	50,0	46050/08/013
1,3	12,0	50,0	46050/12/013
1,4	26,0	94,0	46094/26/014
1,5	4,0	50,0	46050/04/015
1,5	6,0	50,0	46050/06/015
1,5	18,0	50,0	46050/18/015
1,5	12,0	70,0	46070/12/015
1,5	20,0	70,0	46070/20/015
1,6	7,0	50,0	46050/07/016
1,6	9,0	50,0	46050/09/016
1,6	20,0	50,0	46050/20/016
1,6	7,0	70,0	46070/07/016
1,6	20,0	105,0	46105/20/016
1,7	5,0	50,0	46050/05/017
1,7	7,0	50,0	46050/07/017
1,8	26,0	58,0	46058/26/018
1,9	26,0	94,0	46094/26/019
2,0	22,0	85,0	46085/22/020
2,0	20,0	105,0	46105/20/020
2,0	35,0	105,0	46105/35/020
2,5	26,0	94,0	46094/26/025

Auf Anfrage sind auch andere Abmessungen lieferbar / Other dimensions are available on request



Werkstoff / Raw Material:
rostfreier Stahl / stainless steel

Anschluss / Connection: **Dental**



Abmessungen / Dimensions

Arbeitsenteil / Working Part		Gesamtlänge Total Length mm	Art.Nr. Art.No.
Ø Ø mm	Länge Length mm		
0,8	4,0	30,0	42030/04/008
1,0	4,0	30,0	42030/04/010
1,0	15,0	66,0	42066/15/010
1,1	11,0	28,0	42028/11/011
1,1	27,5	44,5	42044/27/011
1,3	4,0	21,0	42021/04/013
1,3	8,0	21,0	42021/08/013
1,3	5,0	47,0	42047/05/013
1,4	26,0	77,0	42077/26/014
1,5	11,0	28,0	42028/11/015
1,5	20,0	44,5	42044/20/015
1,5	27,5	44,5	42044/27/015
1,5	12,0	45,0	42045/12/015
1,5	35,0	52,0	42052/35/015
1,5	50,0	67,0	42067/50/015
1,5	20,0	70,0	42070/20/015
1,5	22,0	85,0	42085/22/015
1,5	24,0	125,0	42125/24/015
1,8	5,0	50,0	42050/05/018
1,8	7,0	50,0	42050/07/018
1,9	26,0	77,0	42077/26/019
2,0	12,0	45,0	42045/12/020
2,0	11,0	28,0	42028/11/020
2,0	27,0	44,0	42044/27/020
2,0	35,0	52,0	42052/35/020
2,0	50,0	67,0	42067/50/020
2,0	22,0	85,0	42085/22/020
2,0	22,0	125,0	42125/22/020
2,5	26,0	77,0	42077/26/025
2,7	11,0	28,0	42028/11/027
2,7	50,0	67,0	42067/50/027

Auf Anfrage sind auch andere Abmessungen lieferbar / Other dimensions are available on request



Werkstoff / Raw Material:
rostfreier Stahl / stainless steel

Anschluss / Connection:
für flexiblen Schaft / for flexibel shank
mit Querstift / Bayonet




Abmessungen / Dimensions

Arbeitsteil / Working Part			Gesamtlänge Total Length	Art.Nr. Art.No.
Ø	Länge			
Ø	Length			
mm	mm	mm		
2,5	25	35		44035/025
2,5	40	50		44050/025
2,5	50	60		44060/025
3,2	25	35		44035/032
3,2	40	50		44050/032
3,2	50	60		44060/032
3,2	60	70		44070/032
3,5	25	35		44035/035
3,5	40	50		44050/035
3,5	50	60		44060/035
3,5	60	70		44070/035
4,5	50	60		44060/045

Auf Anfrage sind auch andere Abmessungen lieferbar / Other dimensions are available on request

Flexibler Schaft mit AO-Anschluss und Schnellkupplung
Flexible Shank with Connection 'AO' and Bayonet Coupling



Länge / Length: 135mm

Art.Nr.
Art.No.
44000

Flexibler Spiralbohrer mit AO-Anschluss
Flexible Drill with Connection 'AO'



Abmessungen / Dimensions

Arbeitsteil / Working Part			Gesamtlänge Total Length	Art.Nr. Art.No.
Ø	Länge			
Ø	Length			
mm	mm	mm		
2,5	29	134		45134/025
2,5	44	149		45149/025
3,2	29	134		45134/032
3,2	44	149		45149/032
4,0	29	134		45134/040
4,0	44	149		45149/040

Auf Anfrage sind auch andere Abmessungen lieferbar / Other dimensions are available on request