





Schleifkörper grün  
Abrasives green

<b>Beschreibung:</b>	Schleifkörper grün keramisch gebunden / Silizium-Karbid
<b>Anwendungsbereich:</b>	Zur Bearbeitung von Porzellan, Keramik, Dentin, Edelmetall und Kunststoff
<b>Bindungshärte:</b>	mittel
<b>Körnung:</b>	mittel
<b>Schaft Ø:</b>	2,35 mm

<b>Description:</b>	<i>Abrasives green ceramic bond / Silicone-Carbide</i>
<b>Field of application:</b>	<i>Grinding of porcelain, ceramic, dentin, precious metal and plastic</i>
<b>Binding Hardness:</b>	<i>medium</i>
<b>Grit Types:</b>	<i>medium</i>
<b>Shank Ø:</b>	<i>2,35 mm</i>



Bestellnummer Order Number	602 G HP	606G HP	632 G HP	638 G HP	640 G HP
Kopf Ø / Head Ø	040	025	065	025	050



Bestellnummer Order Number	650 G HP	665 G HP	666 G HP	671 G HP	716 G HP
Kopf Ø / Head Ø	027	065	025	050	160


Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet.



KM-Spezial-Schleifer grün  
KM-Special-Abrasives green

**Beschreibung:** KM-Spezial-Schleifer grün keramisch gebunden / Silizium-Karbid  
**Anwendungsbereich:** Für Porzellan-Aufbrenntechnik, Jacket-Kronen und Fingerhutkronenherstellung bei 18.000 - 25.000 U/min  
**Bindungshärte:** weich  
**Körnung:** x-fein  
**Schaft Ø:** 2,35 mm

**Description:** KM-Special Abrasives green ceramic bond / Silicone-Carbide  
**Field of application:** For porcelain fused to alloy technique, jacket-crowns and thimble-crowns at 18.000 - 25.000 U/min  
**Binding Hardness:** soft  
**Grit Types:** x-fine  
**Shank Ø:** 2,35 mm



Bestellnummer Order Number	KM 671 G HP	KM 722 G HP	KM 727 G HP	KM 728 G HP	KM 735 G HP
Kopf Ø / Head Ø	050	160	125	160	070

Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet.

Zurichtstein  
Dressing Stone

**Beschreibung:** Zurichtstein S 529 Körnung mittel  
**Anwendungsbereich:** Zum Reinigen und Abrichten von Schleifkörpern

**Description:** Dressing Stone S 529 Grain medium  
**Field of application:** For cleaning and breaking in of Abrasives




S 529 mittel / medium




Schleifkörper rosa  
*Abrasives pink*

<b>Beschreibung:</b>	Schleifkörper rosa keramisch gebunden / Edelkorund
<b>Anwendungsbereich:</b>	Für universelles Schleifen von Metall- und Chrom-Kobalt-Gusslegierungen bei 18.000 - 25.000 U/min
<b>Bindungshärte:</b>	hart
<b>Körnung:</b>	mittel
<b>Schaft Ø:</b>	2,35 mm

<b>Description:</b>	<i>Abrasives pink ceramic bond / High-Grade-Corundum</i>
<b>Field of application:</b>	<i>Universal grinding of metal and chrome-, cobalt cast alloys at 18.000 - 25.000 U/min</i>
<b>Binding Hardness:</b>	hard
<b>Grit Types:</b>	medium
<b>Shank Ø:</b>	2,35 mm



Bestellnummer <i>Order Number</i>	602 R HP	613 R HP	649 R HP	665 R HP	667 R HP
Kopf Ø / Head Ø	040	065	025	065	035



Bestellnummer <i>Order Number</i>	671 R HP	731 R HP	732 R HP	733 R HP	734 R HP
Kopf Ø / Head Ø	050	065	050	035	085

Verpackungseinheit / *Unit*: 12 / 100 Stück / *pieces* / Packung / *packet*.

**Achtung:** Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet.


**Attention:** *High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics.*




Schleifkörper braun  
Abrasives brown

**Beschreibung:** Schleifkörper braun keramisch gebunden / Edelkorund  
**Anwendungsbereich:** Schnellschleifen von Metall- und Chrom-Kobalt-Gusslegierungen bei 25.000 - 35.000 U/min.  
**Bindungshärte:** hart  
**Körnung:** mittel  
**Schaft Ø:** 2,35 mm

**Description:** Abrasives brown ceramic bond / High-Grade Corundum  
**Field of application:** Quick grinding of metal- and chrome-cobalt cast alloys at 25.000 - 35.000 U/min.  
**Binding Hardness:** hard  
**Grit Types:** medium  
**Shank Ø:** 2,35 mm



Bestellnummer Order Number	613 B HP	640 B HP	671 B HP	731 B HP	732 B HP
Kopf Ø / Head Ø	065	050	050	065	050



Bestellnummer Order Number	733 B HP	734 B HP	735 B HP	736 B HP	737 B HP
Kopf Ø / Head Ø	035	085	070	065	030

Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet.

**Achtung:** Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet


**Attention:** High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics



**KM-Spezial-Schleifer braun**  
*M-Special-Abrasives brown*

**Beschreibung:** KM-Spezial-Schleifer braun keramisch gebunden Edelkorund  
**Anwendungsbereich:** Für alle Edelmetall-Legierungen  
 bei 12.000 - 18.000 U/min  
**Bindungshärte:** mittel  
**Körnung:** mittel  
**Schaft Ø:** 2,35 mm

**Description:** KM-Special Abrasives brown ceramic bond / High-Grade-Corundum  
**Field of application:** For precious metal alloys  
 at 12.000 - 18.000 U/min  
**Binding Hardness:** medium  
**Grit Types:** medium  
**Shank Ø:** 2,35 mm



Bestellnummer <i>Order Number</i>	<b>KM 632 B HP</b>	<b>KM 640 B HP</b>	<b>KM 667 B HP</b>	<b>KM 731 B HP</b>	<b>KM 733 B HP</b>
Kopf Ø / <i>Head Ø</i>	065	050	035	065	035

**Verpackungseinheit / Unit:** 12 / 100 Stück / *pieces* / Packung / *packet*.

Achtung: Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet.


Attention: High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics.



Schleifkörper weiss  
Abrasives white

**Beschreibung:** Schleifkörper weiss keramisch gebunden / Edelkorund  
**Anwendungsbereich:** Zum Vorschleifen von Metall- und Chrom-Kobalt-Gusslegierungen bei 12.000 - 18.000 U/min.  
**Bindungshärte:** hart  
**Körnung:** mittel  
**Schaft Ø:** 2,35 mm

**Description:** Abrasives white ceramic bond / High-Grade-Corundum  
**Field of application:** Pregrinding of metal and chrome-cobalt cast alloys at 12.000 - 18.000 U/min.  
**Binding Hardness:** hard  
**Grit Types:** medium  
**Shank Ø:** 2,35 mm




Bestellnummer Order Number	731 W HP	732 W HP	733 W HP	735 W HP	736 W HP
Kopf Ø / Head Ø	065	050	035	070	065

**Verpackungseinheit / Unit:** 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet  
**Achtung:** Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet.  
**Attention:** High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics.

Schleifkörper "Arkansas" weiss  
Abrasives "Arkansas" white

**Beschreibung:** Schleifkörper weiss keramisch gebunden / Arkansas  
**Anwendungsbereich:** Für die Feinstbearbeitung / Polieren von Füllungsmaterialien, sowie aller Kunststofffüllungen (Composites)  
**Bindungshärte:** hart  
**Körnung:** extra-fein  
**Schaft Ø:** 2,35 mm

**Description:** Abrasives white ceramic bond / Arkansas  
**Field of application:** For finest grinding / polishing of filling materials and composites  
**Binding Hardness:** hard  
**Grit Types:** extra-fine  
**Shank Ø:** 2,35 mm



Bestellnummer Order Number	601 W HP	611 W HP	618 W HP	638 W HP	649 W HP
Kopf Ø / Head Ø	030	035	050	025	025


**Verpackungseinheit / Unit:** 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet



Schleifkörper blau  
Abrasives blue

**Beschreibung:** Schleifkörper blau keramisch gebunden / Edelkorund RAO  
**Anwendungsbereich:** Spezial-Schleifer für die Ausarbeitung von Gerüsten aus edelmetallreduziertem und edelmetallfreiem Material bei 12.000 - 18.000 U/min.  
**Bindungshärte:** mittel  
**Körnung:** mittel  
**Schaft Ø:** 2,35 mm

**Description:** Abrasives blue ceramic bond / High-Grade-Corundum RAO  
**Field of application:** Special Abrasives for semi-precious and non-precious metal alloys at 12.000 - 18.000 U/min.  
**Binding Hardness:** medium  
**Grit Types:** medium  
**Shank Ø:** 2,35 mm



Bestellnummer Order Number	649 BL HP	652 BL HP	667 BL HP	671 BL HP	732 BL HP
Kopf Ø / Head Ø	025	035	035	050	050

Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet

**Achtung:** Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet.  
**Attention:** High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics.

Abrichtdiamant  
Dressing Diamond

**Beschreibung:** Abrichtdiamant 530 D  
**Anwendungsbereich:** Zum Reinigen und Abrichten von Schleifkörpern

**Description:** Dressing Diamond 530 D  
**Field of application:** For cleaning and breaking in of Abrasives




530 D



Schleifkörper hellbraun  
Abrasives light brown

**Beschreibung:** Schleifkörper hellbraun keramisch gebunden / Edelkorund  
**Anwendungsbereich:** Zum Feinschleifen von Metall- und Chrom-Kobalt-Gusslegierungen bei 35.000 - 50.000 U/min  
**Bindungshärte:** hart  
**Körnung:** fine  
**Schaft Ø:** 2,35 mm

**Description:** Abrasives light brown ceramic bond / High-Grade-Corundum  
**Field of application:** For fine grinding of metal and chrome-cobalt cast alloys at 35.000 - 50.000 U/min  
**Binding Hardness:** hard  
**Grit Types:** fine  
**Shank Ø:** 2,35 mm



Bestellnummer Order Number	731 HB HP	733 HB HP	736 HB HP	737 HB HP
Kopf Ø / Head Ø	065	035	065	030

**Verpackungseinheit / Unit:** 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet

**Achtung:** Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet.

Bitte immer die empfohlenen Richtdrehzahlbereiche beachten.

Die meisten RISA Schleifkörper sind auf Anfrage auch als RA und FG Instrumente, sowie in weiteren Formen und Grössen erhältlich.

**Attention:** High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics.

Please make sure that the recommended speeds are observed.

Most RISA Abrasives are available as RA and FG-Instruments too, as well as in further shapes and sizes upon inquiry.