

Werkstoff / Raw Material

DIN 1.4441

Lieferbare Ø / Available Ø

0,6mm; 0,8mm; 0,9mm; 1,0mm; 1,2mm; 1,25mm; 1,3mm; 1,4mm; 1,5mm; 1,6mm
1,7mm; 1,8mm; 1,9mm; 2,0mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,5mm; 2,8mm; 3,0mm

Max. Länge / max. Length:

600mm

Ausführungen / Executions




Trokar

rund / round




Trokar

Trokar



Trokar (mit Gewinde)
Trokar (with thread)

rund / round



Trokar (mit Gewinde)
Trokar (with thread)

Trokar (mit Gewinde)
Trokar (with thread)



Trokar (mit Rändel)
Trokar (with knurl)

rund / round



Trokar (mit Rändel)
Trokar (with knurl)

Öse / Eye




Lanzette / Lancet

rund / round




Lanzette / Lancet

Lanzette / Lancet




Lanzette (mit Loch)
Lancet (with opening)

rund / round



Lanzette (mit Loch)
Lancet (with opening)

Lanzette (mit Loch)
Lancet (with opening)



Lanzette (mit Loch)
Lancet (with opening)

Trokar



Bohrspitze / Drill Point

rund / round



Bohrspitze / Drill Point

Öse / Eye

Art.Nr. / Art.No.

88001/ xxx/yyy

88002/ xxx/yyy

88003/ xxx/yyy

88004/ xxx/yyy

88005/ xxx/yyy

88006/ xxx/yyy

88007/ xxx/yyy

88008/ xxx/yyy

88009/ xxx/yyy

88010/ xxx/yyy

88011/ xxx/yyy

88012/ xxx/yyy

88013/ xxx/yyy

xxx = Länge (in mm)
yyy = Ø (Bsp. Ø2,0mm = 020)

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar
Other types available on request